

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

INDYWIDUALNYCH WKŁADEK KORYGUJĄCYCH

1. Stopniowe przystosowanie

Przez pierwsze 2 tygodnie użytkowania wkładek, należy stopniowo przyzwyczaić stopę do zmienionych warunków. Zaczynając od noszenia 1-2 godzin pierwszego dnia, sukcesywnie wydłużać czas o godzinę każdego kolejnego dnia, to znaczy: drugiego dnia 3 godziny, trzeciego dnia 4 godziny, czwartego dnia 5 godzin itd.

2. Okres adaptacji

Jeśli po okresie adaptacji pojawił się lub utrzymuje dyskomfort podczas stosowania wkładek, należy niezwłocznie zgłosić się po poradę.

3. Trwałość wkładek

Trwałość wkładek jest zależna od aktywności użytkownika. Szacuje się że wytrzymałość wkładek to około 2 lata.

4. Higiena

Wkładki można myć pod bieżącą wodą z użyciem mydła lub delikatnych środków czyszczących. Następnie wytrzeć ręcznikiem i pozostawić do wyschnięcia.

Uwaga!

Nie wolno pozostawiać ani suszyć wkładek w nasłonecznionych miejscach, ani w innych gorących miejscach.

5. Wizyta kontrolna

Po trzech miesiącach konieczna jest wizyta kontrolna w celu zbadania pacjenta i dokonania ewentualnej korekty wkładek. W razie potrzeby istnieje możliwość rozformowania wkładek i uformowania ich na nowo.

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o **kontakt telefoniczny: 574 486 140; 502 031 022**